

Fecha: 16-03-2025
 Medio: El Austral de la Araucanía
 Supl.: El Austral de la Araucanía
 Tipo: Noticia general
 Título: **Equipo médico de Clínica RedSalud Mayor Temuco realizó un innovador paciente con disección aórtica procedimiento para tratar a**

Pág.: 17
 Cm2: 642,9

Tiraje: 8.000
 Lectoría: 16.000
 Favorabilidad: ☐ No Definida

En un hito para la cirugía endovascular en Chile, un equipo médico de la Clínica RedSalud Mayor Temuco llevó a cabo con éxito la primera endoprótesis aórtica torácica modificada con fenestración in situ, utilizando el dispositivo de reentrada BeBack. Esta técnica mínimamente invasiva permite tratar casos complejos de forma más segura y efectiva.

La intervención, dirigida por los doctores Diego Ardiles y Marcelo Lagos, permitió tratar a una paciente con disección aórtica, caracterizada por una dilatación de la arteria aorta, dolor intenso e hipertensión, lo que hacía imprescindible una resolución urgente. "Si bien el dispositivo BeBack ya estaba disponible en Chile, es la primera vez que se emplea en este tipo de procedimiento en el país", explicó el doctor Ardiles.

UNA EMERGENCIA QUE REQUIERE RESPUESTA INMEDIATA


La disección aórtica ocurre cuando las capas de la pared de la arteria aorta se separan, generando un flujo sanguíneo anómalo. Es una condición crítica que puede derivar en hemorragias masivas, interrupción del flujo sanguíneo a órganos vitales y, en muchos casos, la muerte si no se trata a tiempo.

El Dr. Ardiles explicó que la endoprótesis aórtica torácica, un stent cubierto con material sintético, se inserta en la aorta para reforzar su pared y evitar una mayor dilatación o ruptura. En este caso, se utilizó la técnica de fenestración in situ, que consiste en realizar orificios en la endoprótesis durante la cirugía para mantener la circulación en ramas arteriales esenciales, como la arteria subclavia, sin comprometer la reparación de la aorta.

"Gracias a una planificación meticulosa y al uso de tecnología avanzada, como ultrasonido intravascular, logramos realizar una cirugía completamente percutánea, tratando la disección y preservando la arteria subclavia. Esto reduce significativamente el riesgo de complicaciones como la paraplejia", destacó el Dr. Ardiles.

UN AVANCE PARA LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR EN CHILE

El procedimiento fue exitoso



Equipo médico de Clínica RedSalud Mayor Temuco realizó un innovador procedimiento para tratar a paciente con disección aórtica

Los doctores Diego Ardiles y Marcelo Lagos, especialistas en cirugía vascular y endovascular, destacan que el procedimiento, realizado por primera vez en Chile, redujo riesgos y optimizó los tiempos quirúrgicos, aspectos clave debido a la urgencia de la intervención. "El uso del dispositivo BeBack nos permitió realizar esta técnica de manera segura y eficiente", señalaron.



“Este hito refuerza el compromiso de RedSalud con la innovación y el acceso a tratamientos de vanguardia para nuestros pacientes”

Dr. Diego Ardiles, especialista en cirugía vascular y endovascular, Clínica RedSalud Mayor Temuco

¿QUÉ ES EL BEBACK?

El BeBack es un catéter de reentrada diseñado para procedimientos endovasculares avanzados. Su aguja direccional permite atravesar lesiones arteriales con alta precisión, facilitando el tratamiento de estenosis severas y disecciones.

y la paciente evolucionó favorablemente, con resolución del dolor y la hipertensión, lo que permitió su alta hospitalaria al tercer día.

"Este hito refuerza el compromiso de RedSalud con la innovación y el acceso a tratamientos de vanguardia. Segui-

remos implementando nuevas técnicas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes", concluyó el Dr. Diego Ardiles.

A nivel internacional, las técnicas endovasculares han demostrado ser menos invasivas y con mejores resultados que la cirugía abierta en el tratamiento de disecciones aórticas. Implementarlas en Chile y en nuestra institución representa una gran oportunidad para optimizar el manejo de pacientes con enfermedades vasculares complejas.